



Statywy pływające z HDPE na próbówki

Statywy w żywych kolorach wykonane z pianki HDPE do łaźni wodnych. Unoszą się na powierzchni. Wyposażone w poręczne uchwyty, które ułatwiają wkładanie i wyjmowanie statywów z łaźni. Dostępne 4 modele przeznaczone do różnych rozmiarów próbek wirówkowych. Oferowane w opakowaniach po 5 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbówki	Liczba miejsc	Kolor	Szt./Op.
	R-0151	Statywy pływające	50 ml	4 miejsca	zielone	5 szt.
	R-0152	Statywy pływające	15 ml	8 miejsc	niebieskie	5 szt.
	R-0153	Statywy pływające	1,5/2,0 ml	24 miejsca	żółte	5 szt.
	R-0154	Statywy pływające	0,2/0,5/1,5/2,0 ml	18 miejsc	niebieskie	5 szt.

Opis

Piankowe statywy do łaźni wodnych Heathrow Scientific do próbek wirówkowych i reakcyjnych o różnej pojemności. Wykonane ze spienionego HDPE w żywych kolorach. **Do statywów dołączone są odczepiane uchwyty.** Dzięki nim wyjmowanie i wkładanie statywów do wody jest bardzo proste i bezpieczne. Pianka, z której wykonane są statywy, jest odporna na wnikanie wody, dlatego w łatwy sposób można je wyczyścić i używać wielokrotnie.

Zielone statywy R-0151 posiadają 4 miejsca na próbówki typu falcon o poj. 50 ml. **Niebieskie statywy R-0152** mogą pomieścić do 8 próbek falcon o poj. 15 ml. **Żółty statyw R-0153** jest przeznaczony na 24 próbówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2,0 ml. Okrągły, **niebieski statyw R-0154** ma 18 miejsc na próbówki PCR o poj. 0,2 ml i 0,5 ml lub próbówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml/2,0 ml.

Statywy można stosować w łaźniach wodnych o maks. temperaturze 70°C.

Opakowanie zawiera 5 sztuk.