








Kolby okrągłodenne ze szkła Duran - oranżowe



Oranżowe kolby okrągłodenne ze szlifem NS 29/32 wykonane ze szkła Duran. Przeznaczone do reakcji lub substancji wrażliwych na światło. Dostępne modele o poj. od 50 ml do 1000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Szlif	Średnica
	G-5651	Kolba okrągłodenne	oranżowa	50 ml	NS 29/32	51 mm
	G-5652	Kolba okrągłodenne	oranżowa	100 ml	NS 29/32	64 mm
	G-5653	Kolba okrągłodenne	oranżowa	250 ml	NS 29/32	85 mm
	G-5654	Kolba okrągłodenne	oranżowa	500 ml	NS 29/32	105 mm
	G-5655	Kolba okrągłodenne	oranżowa	1000 ml	NS 29/32	131 mm

Opis

Kolby okrągłodenne ze szlifem NS 29/32 wykonane z brązowego szkła borokrzemowego. Przeznaczone do reakcji oraz odczynników wrażliwych na promieniowanie UV. Dostępne modele ze szkła oranżowego o poj. od 100 ml do 1000 ml. Pasujący [korek ze szlifem NS 29/32](#) jest do kupienia osobno.