



Standardowe czasze grzejne Pilz[®]

Standardowe czasze grzejne doskonałej jakości, ręcznie plecione. Przeznaczone dla kolb okrągłodennych. Rozmiary od 500 do 5000 ml mogą być używane z mieszadłem magnetycznym. Czasze o poj. od 250 ml są wyposażone w 2 strefy grzejne (możliwość wyboru mocy nastawianej w krokach 1/4). Czasze o poj. 50 ml i 100 ml posiadają 1 strefę grzejną.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wielkość	Śr. kolby	Moc
	3-2225	Czasza grzejna Pilz [®]	50 ml	51 mm	75 W
	3-2226	Czasza grzejna Pilz [®]	100 ml	64 mm	120 W
	3-2227	Czasza grzejna Pilz [®]	250 ml	85 mm	180 W
	3-2228	Czasza grzejna Pilz [®]	500 ml	105 mm	250 W
	3-2229	Czasza grzejna Pilz [®]	1000 ml	131 mm	450 W
	3-2230	Czasza grzejna Pilz [®]	2000 ml	166 mm	600 W
	3-2231	Czasza grzejna Pilz [®]	3000 ml	185 mm	800 W
	3-2232	Czasza grzejna Pilz [®]	5000 ml	223 mm	1200 W
	2-3950	Trójnóg z metalu na czaszę o nr-art. 3-2226	100 ml	-	-
	2-3951	Trójnóg z metalu na czaszę o nr-art. 3-2227	250 ml	-	-
	2-3952	Trójnóg z metalu na czaszę o nr-art. 3-2228	500 ml	-	-
	2-3953	Trójnóg z metalu na czaszę o nr-art. 3-2229	1000 ml	-	-
	2-3954	Trójnóg z metalu na czaszę o nr-art. 3-2230	2000 ml	-	-
	2-3955	Trójnóg z metalu na czaszę o nr-art. 3-2231	3000 ml	-	-
	2-3956	Trójnóg z metalu na czaszę o nr-art. 3-2232	5000 ml	-	-

Opis

Standardowe czasze grzejne doskonałej jakości, ręcznie plecione. Przeznaczone dla kolb okrągłodennych. Rozmiary od 500 do 5000 ml mogą być używane z mieszadłem magnetycznym. Czasze o poj. od 250 ml są wyposażone w 2 strefy grzejne (możliwość wyboru mocy nastawianej w krokach 1/4). Czasze o poj. 50 ml i 100 ml posiadają 1 strefę grzejną.

Temperatura grzania: maks. 450°C.