



## Zestaw do filtracji próżniowej



Zestaw do filtracji próżniowej DURAN ze szkła borokrzemowego 3.3. Wyposażony w metalową klamrę zabezpieczającą zestaw. W komplecie z dyskiem spiekany G2 oraz płytką perforowaną do filtrów membranowych lub papierowych. Możliwość podłączenia do węża o śr. wewn. 8 mm. Zestaw jest łatwy w czyszczeniu, wszystkie części składowe są dostępne do kupienia osobno. Zestaw dostępny z lejkiem o poj. 250 ml i kolbą o poj. 1000 ml lub z lejkiem o pojemności 500 ml i kolbą o poj. 2000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Poj. lejka	Poj. kolby
	G-2881	Zestaw do filtracji próżniowej - Duran	250 ml	1000 ml
	G-2882	Zestaw do filtracji próżniowej	500 ml	2000 ml

### Opis

Aparat do filtracji DURAN wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Dostarczany z dyskiem spiekany o porowatości 2 ([G-2867](#)) oraz krążkiem perforowanym ([G-2961](#)), na którym można umieścić filtr membranowy lub bibułowy. Dzięki temu spektrum zastosowań filtracyjnych zestawu jest bardzo wysokie. Pasujące dyski spiekane (śr. 50 mm) o innej porowatości są dostępne do zakupu osobno - [G-2866-G-2869](#). Szklane nasadki, do których nalewa się filtrowaną próbkę posiadają skalę. Dzięki zastosowaniu metalowej klamry spinającej zestaw, montaż i demontaż zestawu jest bardzo szybki i prosty. Łatwe jest również czyszczenie zestawu. Podłączenie zestawu do źródła próżni (pompki wodnej lub pompy membranowej) jest możliwe dzięki temu, że adapter 45/40 łączący zestaw z kolbą próżniową posiada króciec, na który za pomocą nakrętki PBT z otworem B-1280 nakręcić można oliwkę do węża o śr. wewnętrznej 8 mm. Wszystkie części składowe zestawu można dokupić osobno.

Zestaw dostępny jest w dwóch wariantach. Pierwszy z nich, G-2881, posiada lejek o poj. 250 ml i kolbę o poj. 1000 ml. Drugi zestaw, G-2882, wyposażony jest w lejek o pojemności 500 ml i kolbę ze szlifem odwróconym 45/40 o poj. 2000 ml.

Każdy z elementów zestawu do filtracji próżniowej można kupić osobno. W jego skład którego wchodzi poniższe elementy:

1. [Kolba filtracyjna](#) (G-2890, G-2891)
2. [Nasadka filtracyjna](#) (G-2884)
3. [Wkładka z PTFE](#) (G-0511)
- 4A. [Spiekany krążek filtracyjny w szklanej obręczy o śr. 50 mm](#) (G-2867)
- 4B. [Krążek perforowany o śr. 48 mm](#) (G-2961)
5. [Lejek ze szkła](#) (G-2886, G-2887)
6. [Klamra zaciskowa](#) (G-0521)
7. [Oliwka do węża z uszczelką silikonową](#) (G-0501)
8. [Zakrętki z PBT z otworem, bez septy](#) (G-0245)