

## Pincety ze stali nierdzewnej - z ząbkami 1:2



Pincety wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w ząbki 1:2, które ułatwiają chwytanie, np. tkanek. Dostępne modele o 4 długościach: 115 mm, 130 mm, 145 mm oraz 160 mm. Doskonale do zastosowań w weterynarii i medycynie.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                        | Końcówka      | Długość |
|-----------|---------|------------------------------|---------------|---------|
|           | U-0090  | Pinceta ze stali nierdzewnej | z ząbkami 1:2 | 115 mm  |
|           | U-0091  | Pinceta ze stali nierdzewnej | z ząbkami 1:2 | 130 mm  |
|           | U-0092  | Pinceta ze stali nierdzewnej | z ząbkami 1:2 | 145 mm  |
|           | U-0093  | Pinceta ze stali nierdzewnej | z ząbkami 1:2 | 160 mm  |

### Opis

Pincety niemieckiej firmy Bochem wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odporne na korozję. Na zakończeniu jednego ramienia znajdują się ząbki, które odpowiadają wgłębieniom znajdującym się w drugim ramieniu pincety. Umożliwia to precyzyjną pracę i mocny, pewny chwyt, nawet w przypadku śliskich próbek, np. tkanek. Żłobienia na zewnętrznej części pincety poprawiają chwytność i zmniejszają prawdopodobieństwo wyslizgnięcia się narzędzia z ręki operatora. Dostępne modele o długości 115 mm, 130 mm, 145 mm oraz 160 mm.