



Płyta grzejna CR 300 na podczerwień



Ceramiczna, chemicznie odporna płyta grzejna CR 300 to urządzenie o wysokiej stabilności temperatury. Lampka ostrzegawcza zapala się, gdy temperatura płyty przekracza 50°C. Duża powierzchnia płyty pozwala na ogrzewanie większej ilości próbek w tym samym czasie. Umożliwia efektywne podgrzewanie na podczerwień przy mocy 900 W.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Płyta	Maks. temp.	Moc
	K-1816	Płyta grzejna Stuart CR 300 na podczerwień	ceramiczna	450°C	900 W

Opis

Ceramiczna, chemicznie odporna płyta grzejna CR 300 to urządzenie o wysokiej stabilności temperatury. Lampka ostrzegawcza zapala się, gdy temperatura płyty przekracza 50°C. Duża powierzchnia płyty pozwala na ogrzewanie większej ilości próbek w tym samym czasie. Umożliwia efektywne podgrzewanie na podczerwień przy mocy 900 W. Ogrzewanie 1 litra wody następuje o 1/3 czasu szybciej niż przy użyciu konwencjonalnych ceramicznych płyt grzejnych o mocy 1200 W. Maksymalna objętość ogrzewanego płynu to 10 litrów.

Powierzchnia grzejna: średnica 140 mm.

Powierzchnia płyty: 300 x 300 mm.

Wymiary/Ciężar: 300 x 365 x 105 mm / 4 kg.

Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz.