

Wytrząsarka Promax 2020



Uniwersalna wytrząsarka o ruchu posuwisto-zwrotnym, z płynną regulacją prędkości obrotowej 20-400 obr./min. Posiada gumową nasadkę - platformę przeciwpoślizgową. Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów, umożliwia wytrząsanie różnych naczyń laboratoryjnych. Wyposażona w timer z czasem pracy ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Amplituda	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	K-1758	Wytrząsarka Promax 2020			20 mm	390 x 340 mm	10 kg	542-20020-00

Opis

Uniwersalna wytrząsarka laboratoryjna Heidolph Promax 2020 o ruchu posuwisto-zwrotnym, z płynnie regulowaną prędkością wytrząsania w zakresie **20-400 obr./min**. Urządzenie zaopatrzone w timer, umożliwiającą ustawienie czasu pracy w trybie **ciągłym** lub **ograniczonym** (od 1 do 120 minut).

Orbita wytrząsania wynosi **20 mm**. Wytrząsarka standardowo posiada gumową nasadkę - platformę przeciwpoślizgową. Maksymalne obciążenie wytrząsarki 10 kg.

Do wytrząsarki Promax 2020 oferujemy bogatą gamę **dodatkowych akcesoriów**, które umożliwiają wytrząsanie wielu rodzajów naczyń laboratoryjnych. Są to: [statyw dla rolek](#), [rolka napinająca](#), [uniwersalna platforma](#), [piętrowa platforma](#) oraz [zaciski sprężynowe](#). Akcesoria do wytrząsarki Promax 2020 należy zamawiać osobno.

Dane techniczne

Parametr

Promax 2020

Ruch	posuwisto-zwrotny
Wyświetlacz	cyfrowy
Zakres prędkości	20-400 obr./min

Parametr**Promax 2020**

Amplituda	20 mm
Maksymalne obciążenie	10 kg
Czas pracy	0-120 min / praca ciągła
Wymiary platformy	390 x 340 mm
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	426 x 455 x 135 mm
Ciężar	16 kg
Zasilanie	230 V, 50/60 Hz