



Cylinder miarowy szklany kl. B - wysoki - ze szklaną stopką sześciokątną - z niebieską skalą

Cylinder miarowy szklany kl. B z podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Z niebieską skalą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Skala	Tolerancja	Wysokość
	S-1325	Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną	10 ml	0,2 ml	±0,2 ml	135 mm
	S-1326	Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną	25 ml	0,5 ml	±0,5 ml	160 mm
	S-1327	Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną	50 ml	1,0 ml	±0,5 ml	195 mm
	S-1328	Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną	100 ml	1,0 ml	±1 ml	250 mm
	S-1329	Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną	250 ml	5 ml	±2 ml	300 mm
	S-1330	Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną	500 ml	5 ml	±5 ml	350 mm
	S-1331	Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną	1000 ml	10 ml	±10 ml	430 mm

Opis

Cylinder miarowy szklany kl. B z podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Z niebieską skalą.