



Kompaktowy inkubator mikrobiologiczny - Heratherm IMC18

thermo scientific

Niewielki, funkcjonalny inkubator mikrobiologiczny. Łatwa, intuicyjna obsługa. Oświetlenie wewnętrzne oraz przeszklone drzwiczki ułatwiają obserwację próbek wewnątrz inkubatora. Idealny do pracy z niewielkimi próbkami, szczególnie w małych laboratoriach. Posiada wyświetlacz LED. Ze sterowaniem mikroprocesorowym. Posiada wymuszony obieg powietrza.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



L-0166

Kompaktowy inkubator mikrobiologiczny Heratherm IMC18



L-0167

Dodatkowa półka do inkubatora Heratherm IMC18 - wym. 180 x 290 mm

Opis

Niewielki, funkcjonalny inkubator mikrobiologiczny. Łatwa, intuicyjna obsługa. Oświetlenie wewnętrzne oraz przeszklone drzwiczki ułatwiają obserwację próbek wewnątrz inkubatora. Idealny do pracy z niewielkimi próbkami, szczególnie w małych laboratoriach. Posiada wyświetlacz LED. Ze sterowaniem mikroprocesorowym. Posiada wymuszony obieg powietrza.

Dane techniczne:

Objętość: 18 l.

Wymiary zewnętrzne: 41,5 x 26 x 47 cm.

Wymiary wewnętrzne: 31 x 18 x 29 cm.

Waga: 7,2 kg.

Stabilność temperaturowa: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.

Zakres temperatury: 17° do 40°C.

Zasilanie: 100-240V 50/60Hz.

Posiada znak CE.

W zestawie L-0166 dostarczane są 2 półki. W inkubatorze IMC18 można zamontować maksymalnie 3 półki.