



Aluminiowe puszki na pipety, kwadratowe

Puszki przeznaczone do przechowywania i sterylizowania pipet szklanych. Wykonane z aluminium.

Spody oraz pokrywki dla ochrony pipet wyłożone są silikonem odpornym na wysokie temperatury (do +160°C).

Podłużne rowki gwarantują pewność uchwytu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość użytkowa	Dł. pokrywki
	2-2093	Aluminiowa puszka na pipety, kwadratowa	16-25 cm	12 cm
	2-2094	Aluminiowa puszka na pipety, kwadratowa	26-34 cm	12 cm
	2-2095	Aluminiowa puszka na pipety, kwadratowa	32-41 cm	12 cm
	2-2096	Aluminiowa puszka na pipety, kwadratowa	32-47 cm	17 cm

Opis

Puszki przeznaczone do przechowywania i sterylizowania pipet szklanych. Wykonane z aluminium.

Spody oraz pokrywki dla ochrony pipet wyłożone są silikonem odpornym na wysokie temperatury (do +160°C).

Podłużne rowki gwarantują pewność uchwytu.

Wymiary podstawowe: ok. 65 x 65 mm.