



## Zestaw do wyrównywania ciśnienia - GL 18



Zestaw do wyrównywania ciśnienia przeznaczony do zakrętek Duran z PP z 4 portami GL 18 (G-0418). Składa się z czerwonej zakrętki z PBT z gwintem GL 18 oraz filtra strzykawkowego o śr. porów 0,2 μm. Zestaw można sterylizować.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint
	G-0421	Zestaw do wyrównywania ciśnienia	GL18

### Opis

Zestaw składający się z czerwonej zakrętki z PBT z gwintem GL 18 i oliwką, która połączona jest z filtrem strzykawkowym. Filtr strzykawkowy ma średnicę 25 mm. Membrana wykonana jest z PTFE. Średnica porów wynosi 0,2 μm. Zestaw jest autoklawowalny.

Zakrętka z PBT z filtrem strzykawkowym przeznaczona jest do wyrównywania ciśnienia bez zanieczyszczenia wnętrza układu (lub z zachowaniem jego sterylności). Stosuje się ją do zakrętek Duran z PP z 4 portami GL 18 ([G-0418](#)), które umożliwiają podłączanie wężyków doprowadzających lub pobierających ciecz z butelek z gwintem GLS 80.

Zapassowe filtry strzykawkowe do systemu połączeń Duran ([G-0271](#)) są dostępne do kupienia osobno.