



Cylindry pomiarowe szklane, klasa B, wysokie - DURAN



Cylindry pomiarowe wykonane ze szkła Duran®. Z wylewem i sześciokątną stopką. Skala i opis w kolorze brązowym - Silberbrand Eterna®. Wzorcowane na „In”. Zgodne z normą DIN EN ISO 4788.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Wysokość	Szt./Op.
	4-4050	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	5 ml	0,1 ml	115 mm	2 szt.
	4-4051	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	10 ml	0,2 ml	140 mm	2 szt.
	4-4052	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	25 ml	0,5 ml	170 mm	2 szt.
	4-4053	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	50 ml	1 ml	200 mm	2 szt.
	4-4054	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	100 ml	1 ml	260 mm	2 szt.
	4-4055	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	250 ml	2 ml	335 mm	2 szt.
	4-4056	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	500 ml	5 ml	365 mm	2 szt.
	4-4057	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	1000 ml	10 ml	465 mm	1 szt.
	4-4058	Cylinder pomiarowy ze szkła, wysoki	2000 ml	20 ml	505 mm	1 szt.

Opis

Cylindry pomiarowe wykonane ze szkła Duran®. Z wylewem i sześciokątną stopką. Skala i opis w kolorze brązowym - Silberbrand Eterna®. Wzorcowane na „In”. Zgodne z normą DIN EN ISO 4788.

producent: BRAND