



Aluminiowe puszki na pipety, okrągłe - Varicon

Puszki do sterylizacji pipet szklanych, regulowane. Złożone z dwóch części wsuwanych jedna w drugą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do pipet
	B-0027	Aluminiowa puszka na pipety, okrągła - Varicon	145 do 235 mm
	B-0028	Aluminiowa puszka na pipety, okrągła - Varicon	280 do 420 mm

Opis

Puszki do sterylizacji pipet szklanych, regulowane. Złożone z dwóch części wsuwanych jedna w drugą.

W ofercie dwa modele: do pipet o dł. od 280 do 420 mm oraz do pipet krótkich/Pasteura o dł. od 145 do 235 mm.

Średnica: 60 mm.