



## Uchwyty do kolby Erlenmeyera



Uchwyty do kolby Erlenmeyera przeznaczone do wytrząsarek marki IKA.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                              | Nr producenta |
|-----------|---------|----------------------------------------------------|---------------|
|           | K-1699  | AS 2.1 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 25 ml  | 0001234300    |
|           | K-1700  | AS 2.2 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 50 ml  | 0001234400    |
|           | K-1701  | AS 2.3 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 100 ml | 0001234500    |
|           | K-1702  | AS 2.4 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 250 ml | 0001234600    |
|           | K-1703  | AS 2.5 - uchwyt do kolby Erlenmeyera o poj. 500 ml | 0001234700    |

### Opis

Uchwyty do kolby Erlenmeyera przeznaczone do wytrząsarek marki IKA.