



Okrągłe puszki do pipet, z możliwością sterylizacji

Okrągłe puszki do pipet wykonane ze stali szlachetnej. Z nakładaną pokrywką i otworami napowietrzającymi. Wyposażone w wewnętrzną gumową wkładkę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Długość
	2-1673	Okrągła puszką do pipet, z możliwością sterylizacji	65 mm	380 mm
	2-1670	Okrągła puszką do pipet, z możliwością sterylizacji	80 mm	420 mm
	2-1674	Okrągła puszką do pipet, z możliwością sterylizacji	65 mm	450 mm
	2-1675	Okrągła puszką do pipet, z możliwością sterylizacji	80 mm	500 mm

Opis

Okrągłe puszki do pipet wykonane ze stali szlachetnej. Z nakładaną pokrywką i otworami napowietrzającymi. Wyposażone w wewnętrzną gumową wkładkę.