



Tubus do sterylizacji szalek Petriego

Tubus do sterylizacji szalek Petriego wykonany z polerowanej stali nierdzewnej. Nadaje się do szalek o śr. maksymalnej ok. 105 mm. Posiada otwory wentylacyjne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Wysokość
	P-1980	Tubus do sterylizacji szalek Petriego	120 mm	230 mm

Opis

Tubus do sterylizacji szalek Petriego wykonany z polerowanej stali nierdzewnej. Nadaje się do szalek o śr. maksymalnej ok. 105 mm. Posiada otwory wentylacyjne