



## Pojemnik autoklawowalny z zamknięciem zabezpieczającym

Pojemnik sterylizacyjny wykonany ze stali szlachetnej (X5 CrNi 18/9-10). Z pokrywą wentylacyjną. Służy do sterylizacji parowej oraz utrzymywania sterylności podczas przechowywania i transportu. Nie wymaga konserwacji. Głęboko tłoczona stal szlachetna zapewnia wysoki stopień szczelności. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary (dł. x wys. x szer.)
	7-8190	Pojemnik autoklawowalny z zamknięciem zabezpieczającym	60 x 26 x 30 cm
	7-8191	Pojemnik autoklawowalny z zamknięciem zabezpieczającym	30 x 26 x 30 cm

### Opis

Pojemnik sterylizacyjny wykonany ze stali szlachetnej (X5 CrNi 18/9-10). Z pokrywą wentylacyjną. Służy do sterylizacji parowej oraz utrzymywania sterylności podczas przechowywania i transportu. Nie wymaga konserwacji. Głęboko tłoczona stal szlachetna zapewnia wysoki stopień szczelności. Autoklawowalny. Do pojemnika pasują woreczki o Nr-Art. 1-7071 i następne oraz Nr-Art. 3-1047.