



Torebki do sterylizacji Steriking



Torebki STERIKING z samoprzylepnym zamknięciem przeznaczone do pakowania przedmiotów poddawanych sterylizacji parowej (3 min. w 134°C lub 15 min. w 121°C). Wykonane z papieru do zastosowań medycznych oraz z folii PET/PP. Zmiana koloru specjalnego pola na każdej z torebek informuje o prawidłowym przebiegu procesu sterylizacji. Zgodne z normami ISO 11607-1:2019, ISO 11607-2:2019, EN 868-5:2018.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	B-0400	Torebki do sterylizacji Steriking	90 x 200 mm	200 szt.
	B-0415	Torebki do sterylizacji Steriking	90 x 200 mm	200 szt.
	B-0401	Torebki do sterylizacji Steriking	130 x 270 mm	200 szt.
	B-0416	Torebki do sterylizacji Steriking	130 x 270 mm	200 szt.
	B-0403	Torebki do sterylizacji Steriking	200 x 350 mm	200 szt.
	B-0417	Torebki do sterylizacji Steriking	200 x 350 mm	200 szt.
	B-0404	Torebki do sterylizacji Steriking	250 x 400 mm	200 szt.
	B-0418	Torebki do sterylizacji Steriking	250 x 400 mm	200 szt.
	B-0405	Torebki do sterylizacji Steriking	300 x 450 mm	200 szt.
	B-0419	Torebki do sterylizacji Steriking	300 x 450 mm	200 szt.

Opis

Torebki STERIKING z samoprzylepnym zamknięciem przeznaczone do pakowania przedmiotów poddawanych sterylizacji parowej (3 min. w 134°C lub 15 min. w 121°C). Wykonane z papieru do zastosowań medycznych oraz z folii PET/PP. Zmiana koloru specjalnego pola na każdej z torebek informuje o prawidłowym przebiegu procesu sterylizacji. Zgodne z normami ISO 11607-1:2019, ISO 11607-2:2019, EN 868-5:2018.