







Taśma do kontroli sterylizacji

Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej lub sterylizacji gorącym powietrzem. Nadaje się również do zamykania bębnow sterylizacyjnych lub do wiązania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Temperatura sterylizacji	Rodzaj sterylizacji	Dł. rolki	Szerokość
	P-7005	Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji	120°C/134°C	para wodna	50 m	19 mm
	L-7371	Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji	121°C/132°C/134°C/135°C	para wodna	55 m	18 mm
	P-7006	Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji	155°C	suche gorące powietrze	50 m	19 mm
	L-7372	Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji	155°C	suche gorące powietrze	50 m	19 mm

Opis

Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej lub sterylizacji gorącym powietrzem. Nadaje się również do zamykania bębnow sterylizacyjnych lub do wiązania.

Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej w autoklawie reaguje tylko na jednoczesne działanie ciśnienia i temperatury po upływie czasu minimalnego. Zmiana barwy wskaźnika z beżowej na brązową następuje wskutek sterylizacji w 121°C, 132°C, 134°C, i 135°C.

Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji gorącym powietrzem reaguje wyraźną zmianą barwy po zakończonym procesie sterylizacji (30 minut w 155°C). Wykonana jest z samoprzylepnego, półkrepowanego papieru, na którym nadrukowano paski z tuszem wskaźnikowym. Taśma ma kolor biały, a nadrukowany tusz przed użyciem jest w odcieniu jasnej zieleni.

Taśmy są dostarczane na rolkach o wymiarach: 50 m x 19 mm lub 55 m x 18 mm.

Wzór na taśmie może różnić się od tego pokazanego na załączonych zdjęciach.