



Taśma do kontroli sterylizacji

Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej. Dostarczana na rolce o długości 12,7 m. Taśma daje się łatwo usunąć i nie pozostawia śladów. W temperaturze 121°C po 15 min. pojawiają się ciemne paski, sygnalizujące ostateczny wynik sterylizacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Temperatura sterylizacji	Rodzaj sterylizacji
	2-7012	Taśma do kontroli sterylizacji	13 mm	121°C	para wodna
	2-7013	Taśma do kontroli sterylizacji	19 mm	121°C	para wodna
	2-7014	Taśma do kontroli sterylizacji	25 mm	121°C	para wodna

Opis

Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej. Dostarczana na rolce o długości 12,7 m. Taśma daje się łatwo usunąć i nie pozostawia śladów. W temperaturze 121°C po 15 min. pojawiają się ciemne paski, sygnalizujące ostateczny wynik sterylizacji.

Wzór na taśmie może różnić się od tego pokazanego na załączonych zdjęciach.