



Krążek perforowany do lejeków filtracyjnych



Perforowana płytka wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3, służąca jako nośnik filtrów membranowych lub bibułowych w skręcanych lejkach filtracyjnych o poj. 250 ml. Przeznaczona do filtrów o śr. 48 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Szt./Op.
	G-2961	Krążek perforowany do lejeków filtracyjnych	48 mm	1 szt.

Opis

Krążek filtrujący ze szkła borokrzemowego może być stosowany jako podparcie dla filtrów papierowych lub sączków membranowych. Pasuje do skręcanego zestawu do filtracji o poj. 250 ml ([G-2841](#)). Wchodzi również w skład zestawów do filtracji próżniowej Duran ([G-2881](#), [G-2882](#)). Przeznaczony do filtrów o śr. 48 mm.