



Palnik Bunsena Labogaz 206



Kompaktowy palnik Bunsena CAMPINGAZ przeznaczony do pracy z wymiennymi nabojami gazowymi typu C 206 GLS. Generuje stabilny płomień o temperaturze ok. 1100°C, a jego wydajność gazowa wynosi 55 g/h. Niewielka masa 200 g oraz szybki system wymiany nabołów ułatwiają pracę w laboratorium.

Miniatura



Nr-art.

L-0298

Nazwa

Palnik Bunsena Labogaz 206

Opis

Palnik Bunsena Labogaz 206

Palnik Bunsena Labogaz 206 marki CAMPINGAZ to kompaktowy model przeznaczony do pracy z wymiennymi nabojami gazowymi typu C 206 GLS. Niewielka **masa wynosząca 200 g** oraz poręczna konstrukcja zapewniają wygodę użytkowania i mobilność podczas wykonywania typowych prac laboratoryjnych.

Palnik wyposażony jest w system umożliwiający szybkie zakładanie i łatwą wymianę nabołów. Jego **wydajność gazowa wynosi 55 g/h**.

Stabilny płomień do prac laboratoryjnych

Palnik generuje stabilny płomień o **temperaturze około 1100°C**, odpowiedni do standardowych zastosowań laboratoryjnych.

W naszej ofercie dostępne są również [podstawa do palnika Labogaz 206](#) oraz [kompatybilne naboje gazowe typu C 206 GLS](#), które **należy zamawiać osobno**.