



Probówki do PCR - z płaskim wieczkiem - poj. 0,2 ml



Probówki o poj. 0,2 ml przeznaczone do PCR. Wykonane z polipropylenu. Wyposażone w płaskie zatyczki. Opakowanie zawiera 1000 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Kolor	Stopień czystości	Szt./Op.
	PCR-02-A	Probówki do PCR	płaskie zatyczki	0,2 ml	różnokolorowe	niesterylne	1000 szt.
	PCR-02-C	Probówki do PCR	płaskie zatyczki	0,2 ml	bezbarwne	niesterylne	1000 szt.
	PCR-02-L-C	Probówki do PCR Maxymum Recovery [®]	płaskie zatyczki	0,2 ml	bezbarwne	niesterylne	1000 szt.

Opis

Probówki o poj. 0,2 ml wykonane z polipropylenu. Wyposażone w płaskie zatyczki. Probówki wyróżniają się jednorodnie cienkimi ściankami, co zapewnia dobry transfer ciepła. Odpowiednie do PCR i qPCR. Wyjątkowe zatyczki zapewniają szczelnie zamknięcie i zapobiegają niepożądanemu parowaniu próbek. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Probówki Axygen **Maxymum Recovery** wyróżniają się powierzchnią o niskiej adhezji. Umożliwiają maksymalny odzysk próbki. Doskonałe do pracy z próbkami o małej objętości, cennymi odczynnikami, itp. Probówki Axygen do PCR o poj. 0,2 ml pasują do termomikserów ze standardowymi blokami 96-dołkowymi. Opakowanie zawiera 1000 szt.