



Papierki do oznaczeń jakościowych - Plumbtesmo

Papierki do oznaczeń jakościowych Plumbtesmo są przeznaczone do wykrywania metalicznego ołowiu, soli ołowiu na powierzchniach oraz w roztworach. W obecności Pb lub Pb²⁺ jasnożółty papier testowy zmienia barwę na różową. Próg wykrywalności wynosi 0,05 µg ołowiu w postaci metalicznej lub w postaci stałych soli oraz 5 mg/l w przypadku jonów ołowiu w roztworze. Opakowanie zawiera 40 sztuk pasków testowych o wymiarach 40 x 25 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3658	Papierki do ozn. jakościowych Plumbtesmo	jasnożółty - różowy/purpurowoczerwony	40 szt.

Opis

Papierki do oznaczeń jakościowych Plumbtesmo umożliwiają szybkie i pewne wykrywanie metalicznego ołowiu oraz jonów **Pb²⁺**. W ich obecności na białym (po zwilżeniu jasnożółtym) papierku testowym pojawiają się **różowe (do fioletowych)** plamki.

Paski Plumbtesmo są wykorzystywane do wykrywania ołowiu i jego soli:

- na powierzchniach, naczyniach, ceramice i zabawkach
- do badań balistycznych w kryminalistyce,
- do kontroli spalin.

Próg wykrywalności wynosi **0,05 µg** ołowiu w postaci metalicznej lub w postaci stałych soli oraz **5 mg/l** w przypadku jonów ołowiu w roztworze.

Badanie może być zakłócanie przez następujące pierwiastki występujące w wysokim stężeniu: bar, kadm, srebro, stront, tellur. Ich negatywny wpływ można eliminować.

Opakowanie zawiera 40 sztuk pasków testowych o wymiarach 40 x 25 mm.