



Zestaw 6 pipet Eppendorf Reference[®] 2 ze statywem

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Zestaw sześciu 1-kanalowych pipet automatycznych Eppendorf Reference[®] 2 o zmiennej objętości, obejmujący zakresy: 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl oraz 100-1000 µl. W komplecie znajdują się statyw karuzelowy 2, 6 opakowań końcówek epT.I.P.S.[®] Box 2.0 oraz długopis. Pipety zapewniają wysoką precyzję i dokładność, ergonomiczną obsługę jednym przyciskiem oraz pełną możliwość autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	W zestawie	Nr producenta
	K-5281	Zestaw 6 pipet Eppendorf Reference [®] 2	0,1 – 2,5 µl, 0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 10 – 100 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1 000 µl	ze statywem karuzelowym 2 i 6 x epT.I.P.S. [®] Box 2.0	4924 000.940

Opis

Eppendorf Reference[®] 2 to trwałe i niezawodne pipety automatyczne o wysokiej precyzji i dokładności pipetowania. Poduszka powietrzna zapewnia powtarzalne dozowanie, a sprężynujący stożek końcowy zwiększa odtwarzalność wyników i zmniejsza siłę potrzebną do mocowania końcówki.

Pipety można obsługiwać jedną ręką za pomocą jednego przycisku. Umożliwia on ustawianie objętości, pipetowanie i wyrzut końcówki. Wyraźny sygnał dotykowy ogranicza ryzyko przypadkowego wyrzucenia końcówki. Uchwyt ze stali nierdzewnej oraz sprężynująca osłona chronią pipetę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Regulacja, kalibracja i sterylizacja pipet Eppendorf

Funkcja regulacji tymczasowej pozwala dostosować ustawienia pipety do cieczy innych niż woda lub do nietypowych warunków pracy. Powrót do ustawień fabrycznych nie wymaga pełnej kalibracji.

Pipety mają czytelny 4-cyfrowy wskaźnik objętości z okienkiem powiększającym. Można je sterylizować w całości, a gładkie powierzchnie ułatwiają dekontaminację.

Zakres dostawy:

- pipety Eppendorf Reference[®] 2 o poj.:
 - 0,1 – 2,5 µl,
 - 0,5 – 10 µl,
 - 2 – 20 µl (kod barwny żółty),
 - 10 – 100 µl,
 - 20 – 200 µl,
 - 100 – 1 000 µl
- statyw karuzelowy 2,

- 6 opakowań końcówek epT.I.P.S.® Box 2.0,
- długopis.

Pipety Reference® 2 dostępne są również w wersji jednokanałowej o [stałej](#) lub [zmiennej objętości](#), a także [8-kanałowej](#) i [12-kanałowej](#). Oprócz zestawu 6 pipet ze statywem, dostępne są również [zestawy 3 pipet Eppendorf Reference® 2](#).