



Uniwersalna wytrząsarka z różnymi nasadkami



Kompaktowa wytrząsarka laboratoryjna z elektroniczną regulacją częstotliwości od 100 do 1000 obr./min. Może pracować w trybie ciągłym lub z czasomierzem ustawianym od 1 do 60 minut. Urządzenie współpracuje z wymiennymi nasadkami do probówek, kolb, szalek Petriego oraz innych naczyń laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rys.
	3-5095	Uniwersalna wytrząsarka, urządzenie podstawowe bez nasadek	1

Opis

Uniwersalna wytrząsarka jest wyposażona w wydajny silnik oraz elektroniczną regulację prędkości, dzięki czemu ustawiona częstotliwość wytrząsania pozostaje stabilna podczas pracy. Obudowa ze stali szlachetnej jest osadzona na gumowych nóżkach redukujących wibracje.

Urządzenie może pracować w trybie ciągłym lub z wykorzystaniem zegara sterującego ustawianego w zakresie od 1 do 60 minut. **Częstotliwość wytrząsania można regulować bezstopniowo od 100 do 1000 obr./min, a ruch ma charakter okrężny z poziomym skokiem 3 mm.**

Konstrukcja umożliwia szybką wymianę nasadek, co pozwala dostosować urządzenie do różnych typów naczyń i zastosowań laboratoryjnych.

W naszej ofercie dostępne są również kompatybilne [nasadki do probówek, kolb, małych naczyń i szalek Petriego](#).