



Akcesoria do łaźni wodnych / termostatów Thermo Scientific

thermoscientific

Wężownice do chłodzenia wodą wodociągową dla termostatu SC100 w połączeniu z różnymi łaźniami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dla
	K-6087	Wężownica do chłodzenia wodą wodociągową	K-6089 / K-6090 / K-6102
	K-6079	Wężownica do chłodzenia wodą wodociągową wraz z pokrywą ze stali szlachetnej	K-6101

Opis

Wężownice do chłodzenia wodą wodociągową dla termostatu SC100 w połączeniu z różnymi łaźniami.

Inne modele różnych akcesoriów na zapytanie.