



Termowyrząsarka do płytek mikrotitracyjnych

FOR MY LAB
neoLab[®]

Termowyrząsarka o ruchach okrężnych. Przeznaczona na 2 płytki mikrotitracyjne. Równomierny rozkład i bardzo precyzyjna regulacja temperatury ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$). Cyfrowa kontrola temperatury, ilości obrotów i czasu. Pamięć dla ustawień użytkownika. Specjalny system antywibracyjny. Silnik niewymagający konserwacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Obr./min
	7-0055	Termowyrząsarka do płytek mikrotitracyjnych	100-1300 obr./min

Opis

Termowyrząsarka o ruchach okrężnych. Przeznaczona na 2 płytki mikrotitracyjne. Równomierny rozkład i bardzo precyzyjna regulacja temperatury ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$). Cyfrowa kontrola temperatury, ilości obrotów i czasu. Pamięć dla ustawień użytkownika. Specjalny system antywibracyjny. Silnik niewymagający konserwacji.

Dane techniczne:

Amplituda (orbitalna): 1,5 mm.

Timer: 1 do 999 min. i funkcja pracy ciągłej.

Prędkość: od 100 do 1300 obr./min.

Temperatura otoczenia: od $+4^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$.

Względna wilgotność powietrza: maks. 80%.

Zakres temperatur: $+5^{\circ}\text{C}$ powyżej temp. pokojowej do $+60^{\circ}\text{C}$.

Dokładność: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 347 x 275 x 115 mm.

Ciężar: 6,2 kg.

Zasilanie sieciowe: 220 V, 50/60 Hz.