







## Naczynia Dewara półkoliste - niskie



Otwarte, płaskie naczynia przeznaczone do termostatowania kolb w kąpielach grzejnych lub chłodzących. Wkłady wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Obudowa z aluminium - antymagnetyczna, nierdzewna. Powierzchnia wewnętrzna w kształcie półkuli. Mogą być stosowane z mieszadłami magnetycznymi. Zgodne z normą DIN 12492.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                         | Pojemność | Wys. wew. | Śr. wew. |
|---|---------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
|    | B-4111  | Naczynie Dewara, typ SCH15CAL | 260 ml    | 65 mm     | 100 mm   |
|    | B-4112  | Naczynie Dewara, typ SCH18CAL | 400 ml    | 70 mm     | 110 mm   |
|  | B-4113  | Naczynie Dewara, typ SCH20CAL | 800 ml    | 80 mm     | 138 mm   |
|  | B-4114  | Naczynie Dewara, typ SCH30CAL | 1600 ml   | 110 mm    | 170 mm   |

### Opis

Otwarte, płaskie naczynia przeznaczone do termostatowania kolb w kąpielach grzejnych lub chłodzących. Wkłady wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Obudowa z aluminium - antymagnetyczna, nierdzewna. Powierzchnia wewnętrzna w kształcie półkuli. Mogą być stosowane z mieszadłami magnetycznymi. Zgodne z normą DIN 12492.