



## Wytrząsarka Vortex Classic



Vortex Classic to estetyczna i funkcjonalna wytrząsarka laboratoryjna. Uruchomienie urządzenia odbywa się przez naciśnięcie probówką nasadki wytrząsającej. Vortex Classic posiada również opcję pracy ciągłej. Urządzenie jest wyposażone w regulator prędkości oraz antypoślizgowe nóżki. W zestawie znajduje się nasadka podstawowa.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



B-3439

Wytrząsarka Vortex Classic

### Opis

**Vortex Classic** firmy Velp to estetyczna i funkcjonalna wytrząsarka laboratoryjna. Doskonale sprawdza się do szybkiego mieszania i wytrząsania próbek. Uruchomienie urządzenia odbywa się przez **naciśnięcie probówką nasadki wytrząsającej**. Vortex Classic posiada również **opcję pracy ciągłej**. Urządzenie jest wyposażone w regulator prędkości od 0 do 3000 obr./min. oraz antypoślizgowe nóżki. W zestawie znajduje się nasadka podstawowa.

[\[Opisy i zdjęcia dodatkowych akcesoriów\]](#)

### Dane techniczne

#### Parametr

#### Vortex Classic

Prędkość obrotowa	0-3000 obr./min
Amplituda	4,5 mm
Typ ruchu	obrotowy
Tryby pracy	na dotyk / ciągły
Klasa ochrony	IP 42

**Parametr****Vortex Classic**

Moc	15 W
Ciężar	2,2 kg