

Pojemniki transportowe Shipper - seria BS 2000



Przeznaczone do przechowywania i transportu próbek biologicznych określanych jako bezpieczne (krioprobówki, słomki, rurki z krwią) w bardzo niskich temperaturach (nawet poniżej -150°C). Wykonane z lekkiego aluminium. Wkład z ciekłym azotem zapobiega powstawaniu wilgoci i pary oraz zapewnia maksymalny czas przechowywania. Nie wymagają suszenia. Wyposażone w osłony ochronne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Liczba naczynek o poj. 2 ml	Liczba słomek o poj. 0,25 ml	Czas przechowyw.
	B-4135	Pojemnik Shipper, typ BS 2002	2 l	-	190 szt.	23 dni
	B-4136	Pojemnik Shipper, typ BS 2004	5,2 l	114 szt.	1640 szt.	19 dni
	B-4137	Pojemnik Shipper, typ BS 2024	24 l	798 szt.	17220 szt.	11 dni

Opis

Przeznaczone do przechowywania i transportu próbek biologicznych określanych jako bezpieczne (krioprobówki, słomki, rurki z krwią) w bardzo niskich temperaturach (nawet poniżej -150°C). Wykonane z lekkiego aluminium. Wkład z ciekłym azotem zapobiega powstawaniu wilgoci i pary oraz zapewnia maksymalny czas przechowywania. Nie wymagają suszenia. Wyposażone w osłony ochronne.

Na zapytanie dostępne są następujące akcesoria:

- osłony ochronne;
- rejestratory danych (pomiar temperatury);
- uchwyty na probówki;
- worki na krew.