



## Wkłady chłodzące Cool-Packs, do lodówek przenośnych

**THERMOSAFE**

Wkłady wypełnione specjalnym żelem. Wyprodukowane z silnej, pokrytej metalem folii polietylenowej. Trwałe i odporne na przecieki. Po rozmrożeniu zawartość przybiera konsystencję żelu. Wkład należy mrozić przez kilka godzin w zamrażarce, w temperaturze -23°C, a następnie włożyć do pojemnika. Możliwość wielokrotnego użytku. Nietoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ciężar	Wymiary
	1-1400	Wkład chłodzący Cool-Pack Typ 418	336 g	17 x 10 x 2,5 cm
	1-1403	Wkład chłodzący Cool-Pack Typ 597	448 g	17 x 17 x 2,0 cm
	1-1401	Wkład chłodzący Cool-Pack Typ 420	672 g	19 x 14 x 2,5 cm
	1-1402	Wkład chłodzący Cool-Pack Typ 427	1344 g	26 x 19 x 3,0 cm

### Opis

Wkłady wypełnione specjalnym żelem. Wyprodukowane z silnej, pokrytej metalem folii polietylenowej. Trwałe i odporne na przecieki. Po rozmrożeniu zawartość przybiera konsystencję żelu. Wkład należy mrozić przez kilka godzin w zamrażarce, w temperaturze -23°C, a następnie włożyć do pojemnika. Możliwość wielokrotnego użytku. Nietoksyczne.