



Wytrząsarka laboratoryjna neoLab Vortex

FOR MY LAB
neoLab[®]

Bardzo wydajny vortex do próbek z bezstopniowo nastawianą częstotliwością wytrząsania od 0 do 3200 obr./min. Urządzenie może być eksploatowane w pracy ciągłej lub w funkcji Press-to-mix. Intensywność mieszania może być regulowana odpowiednio silnym naciskiem na platformę. Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe gumowe stopki.

Miniatura



Nr-art.

Nazwa

7-2020

Wytrząsarka neoLab Vortex



1-3060

Dodatkowa nasadka na 8 próbek reakcyjnych



1-3061

Dodatkowa nasadka na 20 próbek reakcyjnych



7-2021

Zapasowa nasadka gumowa - część dolna (podstawa)



7-2022

Zapasowa nasadka gumowa - część górna

Opis

Bardzo wydajny wortex do próbek, z bezstopniowo nastawianą częstotliwością wytrząsania od 0 do 3200 obr./min. Urządzenie może być eksploatowane w pracy ciągłej lub w funkcji Press-to-mix. Intensywność mieszania może być regulowana odpowiednio silnym naciskiem na platformę. Urządzenie wyposażone jest w antypoślizgowe gumowe stopki.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 13 x 16 x 18 cm.

Ciężar: 4,8 kg.

Wyposażenie dodatkowe: nasadki wytrząsające na 8 lub 20 próbek o pojemności 1,5/2,2 ml.

Nasadki są wyposażone w stałą płytkę do wkładania próbek oraz regulowaną płytkę zabezpieczającą naczynka.