





**Wytrząsarka Lab Dancer**



Mała, zgrabna i nowoczesna wytrząsarka laboratoryjna dla próbek i naczyń o średnicy nie przekraczającej 30 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1670	Wytrząsarka Lab Dancer	0003365000
	K-0290	Zapasowa nakładka do wytrząsarki Lab Dancer - niebieska	0003382000

**Opis**

Mała, zgrabna i nowoczesna wytrząsarka laboratoryjna dla próbek i naczyń o średnicy nie przekraczającej 30 mm.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
<b>Ruch</b>	kołowy
<b>Amplituda</b>	4,5 mm
<b>Moc silnika (in/out)</b>	1,2/0,8 W
<b>Zasilanie</b>	12 V
<b>Dopuszczalny czas pracy</b>	ciągły
<b>Prędkości</b>	2800 obrotów na minutę

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
<b>Wymiary</b>	100 x 70 mm
<b>Ciężar</b>	550 g
<b>Dopuszczalna temperatura</b>	5-40°C
<b>Dopuszczalna wilgotność</b>	80%