



Akcesoria do wytrząsarek typu vorteks IKA MS 3



Akcesoria do wytrząsarek typu vorteks IKA MS 3 basic, MS 3 digital i MS 3 control.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1687	MS 3.1 - nasadka standardowa	0003426300
	K-1688	MS 1.31 - wkładka na 14 probówek o śr. 10 mm	L001840
	K-1689	MS 1.32 - wkładka na 6 probówek o śr. 12 mm	L001850
	K-1690	MS 1.33 - wkładka na 4 probówki o śr. 16 mm	L001860
	K-1691	MS 1.34 - wkładka do wywiercania dowolnych otworów	L001830
	K-1692	MS 3.3 - przystawka uniwersalna do wkładek	0003426600
	K-1693	MS 3.4 - przystawka do płytek mikrotitracyjnych	0003426400
	K-1694	MS 3.5 - przystawka do płytek PCR	0003428000

Opis

Akcesoria do wytrząsarek typu vorteks IKA MS 3 basic, MS 3 digital i MS 3 control.