



Minipoduszki chłodzące

THERMOSAFE

Minipoduszki chłodzące mogą być używane zamiennie zamiast lodu. Wstępnie schłodzone (w temp. -90°C lub niżej) utrzymują niskie temperatury o 33% dłużej niż lód. Nie powodują wilgoci (jak w przypadku stopionego lodu). Mogą być stosowane wielokrotnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	2-2405	Mata z poduszek chłodzących	50 x 42 cm	1 szt.
	2-2406	Pojedyncze minipoduszki	3,5 x 7,5 cm	100 szt.

Opis

Minipoduszki chłodzące mogą być używane zamiennie zamiast lodu. Wstępnie schłodzone (w temp. -90°C lub niżej) utrzymują niskie temperatury o 33% dłużej niż lód. Nie powodują wilgoci (jak w przypadku stopionego lodu). Mogą być stosowane wielokrotnie. W ofercie dostępne są pojedyncze minipoduszki wypełnione cieczą chłodzącą, o wymiarach 35 x 75 mm. 100 sztuk odpowiada wypełnieniu ok. 1 l.