









Wkłady chłodzące

Wkłady chłodzące wielokrotnego użytku. Obudowa wykonana z nietoksycznego tworzywa sztucznego.
 Dostępne również w wersji z wypełnieniem żelowym.
 Pojemniki chłodnicze należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary
	1-7521	Wkład chłodzący 220 g	19 x 88 x 165 mm
	L-2850	Wkład chłodzący 220 g	20 x 85 x 165 mm
	1-7520	Wkład chłodzący 300 g	19 x 88 x 210 mm
	1-7522	Wkład chłodzący 440 g	38 x 88 x 173 mm
	1-7529	Wkład chłodzący 440 g z wypełnieniem żelowym	38 x 88 x 165 mm
	B-7525	Wkład chłodzący 1100 g	43 x 160 x 207 mm

Opis

Wkłady chłodzące wielokrotnego użytku. Obudowa wykonana z nietoksycznego tworzywa sztucznego.
 Dostępne również w wersji z wypełnieniem żelowym.
 Pojemniki chłodnicze należy zamawiać osobno.