


Kolumnienki do zestawu NucleoSpin[®] Blood



Kolumnienki z membraną krzemionkową, służące do wiązania i elucji DNA podczas preparacji prób za pomocą zestawów NucleoSpin[®] Blood. Pakowane po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	740951.TUBES	Kolumnienki do zestawu Nucleospin Blood - Macherey-Nagel	100 szt.

Opis

Kolumnienki z membraną krzemionkową, służące do wiązania i elucji DNA podczas preparacji prób za pomocą zestawów NucleoSpin[®] Blood.

Pojemność: 2 ml.

Opakowanie zawiera: 100 szt.