



Pojemnik do zamrażania Mr. Frosty

NALGENE[®]

Wykonany z poliwęglanu i tworzywa HDPE (pokrywka i uchwyt do fiolek). Z wkładką piankową wewnątrz. Przeznaczony na 18 fiolek krio o poj. 1,2/2 ml. Wielokrotnego użytku. Zapewnia stały spadek temperatury ok. -1°C/min. Uchwyt do fiolek można także wykorzystać jako pływak do odmrażania próbek w łaźni wodnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki
	N-5040	Pojemnik do zamrażania Mr. Frosty	18 miejsc	1,0 - 2,0 ml

Opis

Wykonany z poliwęglanu i tworzywa HDPE (pokrywka i uchwyt do fiolek). Z wkładką piankową wewnątrz. Przeznaczony na 18 fiolek krio o poj. 1,2/2 ml. Wielokrotnego użytku. Zapewnia stały spadek temperatury ok. -1°C/min. Uchwyt do fiolek można także wykorzystać jako pływak do odmrażania próbek w łaźni wodnej. Aby łagodnie schłodzić próbki należy wypełnić zbiorniczek 100% alkoholem izopropylowym, włożyć wkład z probówkami i umieścić pojemnik w zamrażarce.

Wymiary (wys. x śr.): 86 mm x 112 mm.

Ø pokrywki: 120 mm.