



## Akcesoria do wyrzäsarek Vortex Genie 2, 2T i 2 Digital



Akcesoria do wyrzäsarek Vortex Genie 2, Vortex Genie 2T i cyfrowej wyrzäsarki Vortex Genie 2 Digital.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1722	Nasadka "Turbomix"
	K-1723	Talerz wyrzäsarki o śr. 152 mm
	K-1724	Uchwyt dla 60 probówek mikrowirówkowych
	K-1725	Uchwyt do płytek mikrotitracyjnych
	K-1726	Platforma uniwersalna
	K-1727	Opaski gumowe do zabezpieczania butelek, zlewek - 2 szt.
	K-1728	Uchwyt dla 12 probówek (śr. 9-16mm)
	K-1729	Uchwyt dla 8 probówek (śr. 14-29mm)
	K-1730	Uchwyt dla 4 probówek (śr. 29-37mm)
	K-1731	Uchwyt na 6 probówek wirówkowych 50 ml (średnica 30 x dł. 115 mm)

### Opis

Akcesoria do wyrzäsarek Vortex Genie 2, Vortex Genie 2T i cyfrowej wyrzäsarki Vortex Genie 2 Digital.

Nakładki można bardzo łatwo wymieniać dzięki mechanizmowi zatrząskowemu.

Talerz wyrzäsarki (K-1723) w połączeniu z piankowymi uchwytami, jest odpowiedni do wyrzäsania i mieszania próbek w naczyniach reakcyjnych lub płytkach mikrotitracyjnych.

Platforma uniwersalna (K-1726) w połączeniu z piankowymi uchwytami dla probówek, jest odpowiednia do wyrzäsania i

mieszania kilku probówek o różnych średnicach. Dodatkowo po założeniu na nią opasek, można wewnątrz umieścić szklaną kolbę albo zlewkę.

Nasadka „Turbomix” mieści 12 mikroprobówek o poj. 1,5 ml lub 2,0 ml. Uchwyt K-1731 mieści 6 probówek wirówkowych o poj. 50 ml. Nasadka i uchwyt utrzymują probówki w pozycji pionowej i nie wymagają dodatkowego mocowania.