




Torba izolacyjna do transportu próbek

Praktyczne torby izolacyjne do przechowywania i transportu próbek oraz chemikaliów wrażliwych na zmiany temperatury. Idealnie pasuje do nich statyw na probówki Combi-Rack. Za pomocą woreczków chłodzących Cool-Pack próbki są utrzymywane przez kilka godzin w temperaturze do 20°C poniżej temperatury pokojowej.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Kolor |
|---|---------|------------------|-----------|----------|
|  | L-4001 | Torba izolacyjna | 3,5 l | czerwona |

Opis

Praktyczne torby izolacyjne do przechowywania i transportu próbek oraz chemikaliów wrażliwych na zmiany temperatury. Idealnie pasuje do nich statyw na probówki Combi-Rack. Za pomocą [woreczków chłodzących Cool-Pack](#) próbki są utrzymywane przez kilka godzin w temperaturze do 20°C poniżej temperatury pokojowej.

Wymiary podstawy: 20,5 x 13,5 cm.

Wysokość: 17,0 cm.

Uniwersalne [statywy Combi](#) w kolorach: przezroczystym, żółtym i zielonym należy zamawiać osobno.