








Pojemniki chłodnicze

Pojemniki chłodnicze z pokrywą marki Coleman. Wykonane z HDPE odpornego na uderzenia. Wewnętrzną warstwę izolacyjną stanowi poliuretan (PU). Bardzo dobra izolacja temperaturowa. Nadają się zwłaszcza do transportu próbek wrażliwych na ciepło. Dostępne modele o różnej pojemności przechowywania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	B-1569	Pojemnik chłodniczy	5 l
	B-1571	Pojemnik chłodniczy	10 l
	1-7519	Pojemnik chłodniczy Xtreme Cooler	26 l
	1-7523	Pojemnik chłodniczy Xtreme Cooler	ok. 48 l
	1-7524	Pojemnik chłodniczy Xtreme Cooler	66 l

Opis

Pojemniki chłodnicze z pokrywą i uchwytem. Wykonane z HDPE odpornego na uderzenia. Wewnętrzną warstwę izolacyjną stanowi poliuretan (PU). Bardzo dobra izolacja temperaturowa. Nadają się zwłaszcza do transportu próbek wrażliwych na ciepło. Dostępne modele o pojemności: 5 l, 10 l, 26 l, 48 l i 60 l.

[Wkłady chłodzące](#) należy zamawiać osobno.