



Wanienka do lodu, duża

FOR MY LAB
neoLab[®]

Wyjątkowo dobrze izolująca wanienka do lodu, wykonana z polistyrenu. W celu chłodzenia wypełnia się ją kostkami lodu lub solanką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6030	Wanienka do lodu, duża
	1-6028	Wkład aluminiowy na 2 x 12 probówek 1,5 ml
	1-6029	Wkład aluminiowy pełny (proszę podać ilość, średnicę i głębokość otworów)

Opis

Wyjątkowo dobrze izolująca wanienka do lodu, wykonana z polistyrenu. W celu chłodzenia wypełnia się ją kostkami lodu lub solanką.

Wymiary wewnętrzne: 350 x 210 x 100 mm (dł. x szer. x gł.).

Odporność na temperatury: od -40°C do +90°C.

W ofercie dostępne są wkłady aluminiowe z 24 (2 x 12) stożkowymi otworami na probówki 1,5 ml lub wkłady z możliwością wywiercenia otworów w ilości i w rozmiarach podanych przez Zamawiającego.