



## Wanienka do lodu - mała

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Mała wanienka do lodu wykonana z polistyrenu. Charakteryzuje się doskonałą izolacją cieplną dzięki podwójnym ściankom i piance izolującej.

### Miniatura



### Nr-art.

1-6031

### Nazwa

Wanienka do lodu, mała



1-6032

Wkład aluminiowy z możliwością wywiercenia dowolnych otworów



1-6033

Wkład aluminiowy z 2 x 7 stożkowymi otworami na probówkę 1,5 ml

### Opis

Mała wanienka do lodu wykonana z polistyrenu. Charakteryzuje się doskonałą izolacją cieplną dzięki podwójnym ściankom i piance izolującej.

**Wymiary wewnętrzne:** 210 x 140 x wys. 80 mm.

**Odporność na temperaturę:** -40°C do +90°C.

Pasujące wkłady aluminiowe zawieszają się na specjalnym zagłębieniu. W ofercie dostępne są wkłady aluminiowe z 14 stożkowymi otworami na probówkę 1,5 ml lub wkłady o powierzchni 125 x 30 mm z możliwością wywiercenia otworów w ilości i w rozmiarach podanych przez Zamawiającego.