

Pojemniki dozujące na Parafilm



ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Dozownik na Parafilm[®] wyposażony w podwójne ostrze. Przeznaczony do jednej folii o szerokości 100 mm lub dwóch o szerokości 50 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szer. x dł.	Wysokość
	R-3031	Pojemnik dozujący na Parafilm	niebieski	120 x 140 mm	140 mm
	R-3032	Pojemnik dozujący na Parafilm	fioletowy	120 x 140 mm	140 mm
	R-3033	Pojemnik dozujący na Parafilm	różowy	120 x 140 mm	140 mm

Opis

Pojemnik dozujący na Parafilm[®] został wykonany z ABS. Chroni folię przed zabrudzeniem i kurzem. Dzięki zintegrowanemu nożowi z podwójnym ostrzem Parafilm[®] można odciąć szybko i wygodnie. Nóż tnę w obu kierunkach i jest umieszczony wewnątrz specjalnego uchwytu, który zabezpiecza przed skaleczeniem. Pojemnik nadaje się zarówno do cięcia jednej folii o szerokości 100 mm, jak i jednocześnie 2 o szerokości 50 mm. Przezroczysta pokrywa umożliwia łatwą weryfikację pozostałej ilości parafilmu w dozowniku. W ofercie dostępne są zapasowe noże.

Wymiary (szer. x dł. x wys.) dozowników to: 120 x 140 x 140 mm.

W przypadku zużycia ostrza, można je zakupić dodatkowo jako [osobny produkt](#).