



Pojemniki izolacyjne na lód True North[®]



Pojemniki chłodzące firmy Heathrow Scientific, wykonane z poliuretanu, o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Idealnie dopasowana pokrywa minimalizuje zmiany temperatury wewnątrz pojemnika. Posiadają wylew, umożliwiając łatwe usunięcie zawartości pojemnika. W pojemnikach True North można stosować lód, ciekły azot, mieszaniny lodu i soli oraz wiele innych substancji chłodzących.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Kolor
	B-4505	Pojemnik chłodzący True North	1 l	267 x 196 x 114 mm	zielony
	B-4506	Pojemnik chłodzący True North	4 l	234 x 181 mm	czarny
	B-4507	Pojemnik chłodzący True North	4 l	381 x 254 x 182 mm	niebieski
	B-4508	Pojemnik chłodzący True North	9 l	521 x 292 x 163 mm	czerwony

Opis

Pojemniki chłodzące firmy Heathrow Scientific, wykonane z poliuretanu, o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Idealnie dopasowana pokrywa minimalizuje zmiany temperatury wewnątrz pojemnika. Posiadają wylew, umożliwiając łatwe usunięcie zawartości pojemnika. W pojemnikach True North można stosować lód, ciekły azot, mieszaniny lodu i soli oraz wiele innych substancji chłodzących.