



## Rotator Loopster



Rotator do delikatnego, lecz skutecznego mieszania. Nadaje się szczególnie do próbek biologicznych, np. krwi. Łatwy w czyszczeniu. Dowolna regulacja kąta nachylenia tarczy obrotowej w zakresie 0° do 90°. Mieszanie ze stałą prędkością 20 obrotów na minutę. Z możliwością pracy ciągłej.

**Uwaga: rotator dostarczany jest bez talerzy obrotowych. Należy je zamawiać oddzielnie.**

### Miniatura



### Nr-art.

K-4720

### Nazwa

Rotator Loopster basic

### Nr producenta

0004015000



K-4721

Rotator Loopster digital

0004016000

### Opis

Rotator do delikatnego, lecz skutecznego mieszania. Nadaje się szczególnie do próbek biologicznych, np. krwi. Łatwy w czyszczeniu. Dowolna regulacja kąta nachylenia tarczy obrotowej w zakresie 0° do 90°. Mieszanie ze stałą prędkością 20 obrotów na minutę. Z możliwością pracy ciągłej.

**Uwaga: rotator dostarczany jest bez talerzy obrotowych. Należy je zamawiać oddzielnie.**

Talerze obrotowe oraz zatrzaski zapasowe dostępne pod [nr art. K-4724 – K-4734](#).

### Dane techniczne

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Prędkość obrotowa</b>     | stała, 20 obr./min. |
| <b>Maksymalne obciążenie</b> | 2 kg                |
| <b>Wymiary</b>               | 300 x 360 x 300 mm  |
| <b>Masa</b>                  | 3 kg                |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Zasilanie</b> | 100-240 V, 50/60 Hz |
|------------------|---------------------|