



Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym



Krioprobówki szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z PP, z gwintem zewnętrznym, ze skalą i polem opisowym. Posiadają gwiazdną stopkę umożliwiającą odkręcanie probówek jedną ręką przy zastosowaniu odpowiednich statywów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	B-6681	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	0,9 ml	sterylny	89012	8 x 100 szt.	800 szt.
	B-6682	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	1,5 ml	sterylny	89020	8 x 100 szt.	800 szt.
	B-6683	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	3,5 ml	sterylny	89040	4 x 100 szt.	400 szt.
	B-6684	Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym	4,5 ml	sterylny	89050	4 x 100 szt.	400 szt.

Opis

Krioprobówki szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z polipropylenu (PP). Wyposażone w gwint zewnętrzny, skalę i pole opisowe. Posiadają gwiazdną stopkę umożliwiającą odkręcanie probówek jedną ręką przy zastosowaniu odpowiednich statywów.