



Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką

ISOLAB
 Laborgeräte GmbH

Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO 1773. Informacje na kolbach naniesione białą emalią. Oferowane w siedmiu wariantach pojemności od 50 ml do 2 litrów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1122	Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką	50 ml	51 mm	90 mm
	S-1123	Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką	100 ml	64 mm	105 mm
	S-1124	Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką	250 ml	85 mm	145 mm
	S-1125	Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką	300 ml	87 mm	160 mm
	S-1126	Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką	500 ml	105 mm	180 mm
	S-1127	Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką	1000 ml	131 mm	220 mm
	S-1128	Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką	2000 ml	166 mm	280 mm

Opis

Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką zgodne z normą ISO 1773. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, odpornego na wysokie temperatury i większość odczynników. Gruba ściana, ciężka podstawa i wzmocniony brzeg zapobiegają stłuczeniu. Objętość nominalna, skala, duże pole opisowe oraz dodatkowe informacje znajdujące się na ścianie wykonano z odpornej chemicznie białej emalii.