



Probówki okrągłodenne - z korkiem typu push-cap - poj. 3,5 ml - 13 ml



Probówki wirówkowe z okrągłym dnem, sterylne, o pojemności roboczej od 3,5 ml do 13 ml wykonane z PS z korkami wykonanym z LDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0151	Probówki okrągłodenne z PS	3,5 ml	12 x 55 mm	bezbarwny	sterylny	worek	100 szt.	55.484.001
	J-0152	Probówki okrągłodenne z PS	5 ml	13 x 75 mm	bezbarwny	sterylny	worek	100 szt.	55.475.001
	J-0153	Probówki okrągłodenne z PS	13 ml	16,8 x 95 mm	bezbarwny	sterylny	worek	100 szt.	55.468.001

Opis

Probówki o okrągłym dnie, sterylne, o pojemności roboczej od 3,5 do 13 ml. Wyprodukowane z przezroczystego polistyrenu. Do każdej probówki dołączony korek wykonany z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE). Nadają się do wirowania w zakresie – max RCF **4000 - 5000 x g**. Nie nadają się do autoklawowania. Opakowania po 100 szt.